






Starviewer
Medical Imaging Software

Starviewer 2.0

Guia de dreceres

Icona	Funció	Drecera	Icona	Funció	Drecera
	Vista axial (visor actual) (tots els visors)	Ctrl + 1 Ctrl + ⇧ + 1		Finestra nova	Ctrl + N
	Vista sagital (visor actual) (tots els visors)	Ctrl + 2 Ctrl + ⇧ + 2		Tanca la pestanya	Ctrl + W
	Vista coronal (visor actual) (tots els visors)	Ctrl + 3 Ctrl + ⇧ + 3		Surt	Ctrl + Q
	Captura la imatge actual	Ctrl + S		Estudis de la base de dades local	Ctrl + L
	Captura tota la sèrie	Ctrl + A		PACS	Ctrl + P
	Esborra totes les anotacions	Ctrl + E		Obre un DICOMDIR	Ctrl + D
	Restableix el visor a l'estat inicial	Ctrl + R		Obre fitxers	Ctrl + O
	Angle de Cobb	⇧ + A		Obre els fitxers d'un directori	Ctrl + ⇧ + D
	ROI poligonal	⇧ + R		Maximitza a múltiples pantalles	Ctrl + ⇧ + M
	Lupa	⇧ + Z		Desplaça a la pantalla anterior	Ctrl + ⇧ + ←
	Dessincronitza tots els visors	⇧ + U		Desplaça a la pantalla següent	Ctrl + ⇧ + →
	Aplicacions externes	⇧ + F1 ... F12			